


MÁY QUÉT TIÊU BẢN KỸ THUẬT SỐ DI ĐỘNG

NHỎ GỌN

THÔNG MINH

HIỆU QUẢ




LD Patho 340A

Website: www.landingmed.com

Email: hello@landing-med.com






LD Patho 340A – Giải pháp nhỏ gọn – Hỗ trợ chuyển đổi số phòng xét nghiệm



Hình ảnh có
độ phân giải cao



Thiết kế nhỏ gọn



Thiết lập nhanh



Dễ sử dụng

Tính năng sản phẩm

Độ phân giải cao

- Chụp hình ảnh sắc nét, chất lượng chuẩn đoán với thấu kính vật kính APO 20X / 40x.

Dung lượng

– Hỗ trợ quét 2 lam kính cùng lúc – giải pháp lý tưởng cho phòng khám quy mô nhỏ, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Thiết kế nhỏ gọn

– Thiết kế linh hoạt, lắp đặt được trên bất kỳ vị trí làm việc hay khu vực thao tác nào.

Giao diện màn hình cảm ứng thân thiện với người dùng

– Phần mềm trực quan giúp việc quản lý tiêu bản, quét và xuất dữ liệu trở nên dễ dàng.

Tùy chọn

Thấu kính vật kính APO 20X / 40X

– Tùy chỉnh nhu cầu hình ảnh cho các yêu cầu độ phóng đại thấp hơn.

Hội chẩn từ xa

– Tích hợp tùy chọn điện toán đám mây để chia sẻ tiêu bản số cho mục đích tư vấn, giảng dạy hoặc nghiên cứu.

Tế bào học cổ tử cung ứng dụng AI

- Tương thích với AI CytoBrain của Landing Med, cho phép phát hiện các tế bào bất thường
- Nâng cao độ chính xác và hiệu quả trong sàng lọc tế bào học cổ tử cung.




Khu vực quét





LD Patho 340A

MÁY QUÉT TIÊU BẢN KỸ THUẬT SỐ DI ĐỘNG



Thông số	LD Patho 340A
Độ phân giải	40x: 0.25 μ m/pixel 20x: 0.5 μ m/pixel (tùy chọn)
Camera	CMOS
Tốc độ quét (15 $\times$ 15mm)	Khoảng. 90 giây (20x) ; 140 giây (40x)
Vật kính	UPlan APO 40x/0.8 UPlan APO 20x/0.8 (tùy chọn)
Sức chứa tiêu bản	2
Kích thước tiêu bản	75 $\times$ 25mm ($\pm$ 1mm)
Định dạng hình ảnh	JPEG, SVS
Định dạng mã vạch	Code 128, QR Code, Data Matrix
Kích thước thiết bị	274mm $\times$ 268mm $\times$ 262mm
Khối lượng	8.5kg